

access

Una gama de productos **económicos**
para una práctica dental **más rentable**

EASY-FILE FLEX

Conicidad variable

Movimiento 
alternativo antihorario y horario

**CON TRATAMIENTO
TÉRMICO**

La secuencia endodóntica
NiTi es hasta un
50% más económica

Pruébalo



EASY-FILE FLEX


SATISFACCIÓN O REEMBOLSO*

**CASOS ESTÁNDAR
Y/O DIFÍCILES**



CON **EASY-FILE FLEX**



**SIMPLICIDAD
Y RAPIDEZ CON
UN SOLO INSTRUMENTO**




EASY-FILE FLEX

**SIMPLIFICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE ENDODONCIA**


PARA EL TRATAMIENTO




Flexibilidad



Gran poder
de corte



Resistencia




Esterilizable
a 134°C

EASY-FILE FLEX	LONGITUD		
	21 mm	25 mm	31 mm
SURTIDO KIT x4	3114838	3114843	3114848
S20 - 7% - ISO 20 x6	3114834	3114839	3114844
R25 - 7% - ISO 25 x6	3114835	3114840	3114845
M35 - 6% - ISO 35 x6	3114836	3114841	3114846
L45 - 5% - ISO 45 x6	3114837	3114842	3114847

Movimiento 
alterno antihorario y horario

**¡TODA LA PREPARACIÓN
CON UNA LIMA!**

**CASOS ESTÁNDAR
Y/O DIFÍCILES**



* La garantía "satisfacción o reembolso" se aplica exclusivamente de acuerdo con los siguientes datos: La garantía solo es válida dentro de los cien días posteriores a la fecha de la factura. ■ La garantía se aplica a los productos no desempaquetados y sin usar, a excepción de una caja de 6 limas de prueba. ■ Los productos deben ser devueltos a la empresa en el embalaje original y acompañados del motivo de la solicitud de cambio o reembolso y una fotocopia de la factura de compra después de haber obtenido un acuerdo de devolución con el Servicio de Atención al Cliente. ■ En todos los demás casos, la garantía no puede aplicarse. ■ EASY-FILE FLEX Dispositivo médico de clase IIa. Marcado CE 0197. Organismo notificador TÜV Rheinland. Representante europeo: Wellkang Limited The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, IRELAND. **Las imágenes no son contractuales.**