

access

Una gama de productos **económicos**
para una práctica dental **más rentable**

GO-TAPER

Conicidad variable

Rotación 
continua

La secuencia endodóntica
NiTi es hasta un
50% más económica


Pruébalo



GO-TAPER

SATISFACCIÓN O REEMBOLSO*

CASOS ESTÁNDAR



CON **GO-TAPER**
**¡RECUPERA LAS
SENSACIONES
ORIGINALES!**




* La garantía "satisfacción o reembolso" se aplica exclusivamente de acuerdo con los siguientes datos: La garantía solo es válida dentro de los cien días posteriores a la fecha de la factura. ■ La garantía se aplica a los productos no desempaquetados y sin usar, a excepción de una caja de 6 limas de prueba. ■ Los productos deben ser devueltos a la empresa en el embalaje original y acompañados del motivo de la solicitud de cambio o reembolso y una fotocopia de la factura de compra después de haber obtenido un acuerdo de devolución con el Servicio de Atención al Cliente. ■ En todos los demás casos, la garantía no puede aplicarse.

GO-TAPER UNIVERSAL

¡RECUPERA LAS SENSACIONES ORIGINALES!


PARA EL TRATAMIENTO




Flexibilidad



Gran poder de corte



Resistencia



Esterilizable a 134°C

x6



GO-TAPER UNIVERSAL	LONGITUD			
	19 mm	21 mm	25 mm	31 mm
SURTIDO KIT	-	3107604	3107612	3107620
A0 - 4% - ISO 19	3107596	-	-	-
A1 - 2% - ISO 18	-	3107597	3107605	3107613
A2 - 4% - ISO 20	-	3107598	3107606	3107614
B1 - 7% - ISO 20	-	3107599	3107607	3107615
B2 - 8% - ISO 25	-	3107600	3107608	3107616
B3 - 9% - ISO 30	-	3107601	3107609	3107617
B4 - 6% - ISO 40	-	3107602	3107610	3107618
B5 - 5% - ISO 50	-	3107603	3107611	3107619

GO-TAPER RETREATMENT

PARA EL RETRATAMIENTO

- Para la **ELIMINACIÓN** de la obturación endodóntica
- **INSTRUMENTOS ADAPTADOS** a cada tercio del canal radicular

x6



GO-TAPER RETREATMENT	LONGITUD	REFERENCE
SURTIDO KIT	Surtido	3107624
C1 - 9% - ISO 30	16 mm	3107621
C2 - 8% - ISO 25	18 mm	3107622
C3 - 7% - ISO 20	22 mm	3107623