

access

Una gama de productos **económicos**
para una práctica dental **más rentable**


REVERSO BLUE

Conicidad variable

Movimiento 
alternativo antihorario y horario

La secuencia endodóntica
NiTi es hasta un
50% más económica

Pruébalo



REVERSO BLUE

SATISFACCIÓN O REEMBOLSO*

**CASOS ESTÁNDAR
Y/O DIFÍCILES**

Con tratamiento térmico

FLEXIBILIDAD ++

**RESISTENCIA A LA FATIGA
CÍCLICA ++**

CON **REVERSO BLUE**

**SIMPLICIDAD
Y RAPIDEZ CON
UN SOLO INSTRUMENTO**





REVERSO BLUE


CON TRATAMIENTO TÉRMICO

PARA EL TRATAMIENTO


x 6




Flexibilidad



Gran poder de
corte



Resistencia



Esterilizable a
134°C

REVERSO BLUE	LONGITUD		
	21 mm	25 mm	31 mm
SURTIDO KIT	3121013	3121017	3121021
SO25 - 8% - ISO 25	3121010	3121014	3121018
SO40 - 6% - ISO 40	3121011	3121015	3121019
SO50 - 5% - ISO 50	3121012	3121016	3121020

Movimiento
alterno antihorario y horario

¡TODA LA PREPARACIÓN
CON UNA LIMA!

CASOS ESTÁNDAR
Y/O DIFÍCILES

