

access

Uma gama de produtos **económicos**
para uma prática dentária **mais rentável**

EASY-FILE FLEX

Conicidade variável


Movimento alternado
anti-horário e horário



COM TRATAMENTO
TÉRMICO

A sequência endodôntica
NiTi até
50% mais barata

Teste



EASY-FILE FLEX

SATISFEITO OU REEMBOLSADO*

CASOS NORMAIS E/
OU DIFÍCEIS



COM EASY-FILE FLEX


SIMPLICIDADE E RAPIDEZ
COM APENAS
1 INSTRUMENTO!



EASY-FILE FLEX

**SIMPLIFICAÇÃO DO
PROTOCOLO ENDODÔNTICO**


PARA TRATAMENTO




Flexibilidade



Grande
capacidade
de corte



Resistência



Esterilizável
a 134°C


EASY-FILE FLEX	COMPRIMENTO		
	21 mm	25 mm	31 mm
Kit sortido x4	3114838	3114843	3114848
S20 - 7% - ISO 20 x6	3114834	3114839	3114844
R25 - 7% - ISO 25 x6	3114835	3114840	3114845
M35 - 6% - ISO 35 x6	3114836	3114841	3114846
L45 - 5% - ISO 45 x6	3114837	3114842	3114847

Movimento alternado
anti-horário e horário



**TODA A PREPARAÇÃO
COM APENAS UMA LIMA!**

**CASOS NORMAIS E/
OU DIFÍCEIS**



* A garantia «satisfeito ou reembolsado» aplica-se exclusivamente de acordo com as seguintes condições: A garantia só é válida no prazo de 100 dias após a data da fatura. ■ A garantia aplica-se a produtos não desembalados e não utilizados, exceto em relação a uma caixa de 6 limas de teste. ■ Os produtos devem ser devolvidos à empresa nas embalagens e sobre-embalagens originais e acompanhados do motivo do pedido de troca ou reembolso e de uma fotocópia de um orçamento ou uma de fatura de compra após a obtenção de um acordo de devolução no sítio web na conta do cliente ou junto do Serviço de Atendimento ao Cliente. ■ Em todos os outros casos, a garantia não pode ser aplicada. ■ EASY-FILE FLEX: Dispositivos médicos de classe IIa. Marcação CE 0197. Organismo notificado TÜV Rheinland. Representante autorizado europeu: Wellkang Limited The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, IRELAND. **As fotos não são contratuais.**