

access

Uma gama de produtos **económicos**
para uma prática dentária **mais rentável**

GO-TAPER


Conicidade variável

Rotação contínua



A sequência endodôntica
NiTi até
50% mais barata


Teste



GO-TAPER

SATISFEITO OU REEMBOLSADO*

CASOS NORMAIS



COM **GO-TAPER**

**RECUPERE
AS SENSações
ORIGINAIS!**




* A garantia "satisfeito ou reembolsado" aplica-se exclusivamente de acordo com as seguintes condições: A garantia só é válida no prazo de 100 dias após a data da fatura. ■ A garantia aplica-se a produtos não desembalados e não utilizados, exceto em relação a uma caixa de 6 limas de teste. ■ Os produtos devem ser devolvidos à empresa nas embalagens e sobre-embalagens originais e acompanhados do motivo do pedido de troca ou reembolso e de uma fotocópia de um orçamento ou uma de fatura de compra após a obtenção de um acordo de devolução no sítio web na conta do cliente ou junto do Serviço de Atendimento ao Cliente. ■ Em todos os outros casos, a garantia não pode ser aplicada.

GO-TAPER UNIVERSAL

RECUPERE AS SENSações ORIGINALIS!


PARA TRATAMENTO




Flexibilidade



Grande capacidade de corte



Resistência



Esterilizável a 134°C

x6



GO-TAPER UNIVERSAL	COMPRIMENTO			
	19 mm	21 mm	25 mm	31 mm
Kit sortido	-	3107604	3107612	3107620
A0 - 4% - ISO 19	3107596	-	-	-
A1 - 2% - ISO 18	-	3107597	3107605	3107613
A2 - 4% - ISO 20	-	3107598	3107606	3107614
B1 - 7% - ISO 20	-	3107599	3107607	3107615
B2 - 8% - ISO 25	-	3107600	3107608	3107616
B3 - 9% - ISO 30	-	3107601	3107609	3107617
B4 - 6% - ISO 40	-	3107602	3107610	3107618
B5 - 5% - ISO 50	-	3107603	3107611	3107619

GO-TAPER RETREATMENT

PARA RETRATAMENTO

- Para a remoção da obturação endodôntica
- INSTRUMENTOS ADAPTADOS a cada terço do canal radicular

x6



GO-TAPER RETREATMENT	COMPRIMENTO	REFERÊNCIA
Kit sortido	Sortido	3107624
C1 - 9% - ISO 30	16 mm	3107621
C2 - 8% - ISO 25	18 mm	3107622
C3 - 7% - ISO 20	22 mm	3107623