

access

Uma gama de produtos **económicos**
para uma prática dentária **mais rentável**

REVERSO SILVER


Conicidade variável

Movimento alternado
anti-horário e horário



A sequência endodôntica
NiTi até
50% mais barata

Teste



REVERSO SILVER

SATISFEITO OU REEMBOLSADO*

CASOS NORMAIS



COM REVERSO SILVER

SIMPLICIDADE E RAPIDEZ
COM APENAS
1 INSTRUMENTO!





REVERSO SILVER

SIMPLIFICAÇÃO DO PROTOCOLO ENDODÔNTICO

PARA TRATAMENTO E RETRATAMENTO


x6




Flexibilidade



Grande capacidade de corte



Resistência



Esterilizável a 134°C


REVERSO SILVER	COMPRIMENTO		
	21 mm	25 mm	31 mm
Kit sortido	3111539	3111543	3111547
SO25 - 8% - ISO 25	3111536	3111540	3111544
SO40 - 6% - ISO 40	3111537	3111541	3111545
SO50 - 5% - ISO 50	3111538	3111542	3111546

Movimento alternado anti-horário e horário



TODA A PREPARAÇÃO COM APENAS UMA LIMA!

CASOS NORMAIS



* A garantia «satisfeito ou reembolsado» aplica-se exclusivamente de acordo com as seguintes condições: A garantia só é válida no prazo de 100 dias após a data da fatura. ■ A garantia aplica-se a produtos não desembalados e não utilizados, exceto em relação a uma caixa de 6 limas de teste. ■ Os produtos devem ser devolvidos à empresa nas embalagens e sobre-embalagens originais e acompanhados do motivo do pedido de troca ou reembolso e de uma fotocópia de um orçamento ou uma de fatura de compra após a obtenção de um acordo de devolução no sítio web na conta do cliente ou junto do Serviço de Atendimento ao Cliente. ■ Em todos os outros casos, a garantia não pode ser aplicada. ■ REVERSO SILVER: Dispositivos médicos de classe IIa. Marcação CE 0197. Organismo notificado TÜV Rheinland. Representante autorizado europeu: Wellkang Limited The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, IRELAND. **As fotos não são contratuais.**