

access

Una gamma di prodotti **economici**
per uno studio dentistico **più redditizio**

GO-TAPER FLEX

Conicità variabile

Rotazione continua



CON TRATTAMENTO
TERMICO

Sequenza endodontica
NiTi fino al
50% meno cara


Provalo ora!



GO-TAPER FLEX

SODDISFATTI O RIMBORSATI*

CASI STANDARD
E/O DIFFICILI




CON GO-TAPER FLEX
RIGUADAGNARE
FLESSIBILITÀ E
RESISTENZA!




* La garanzia «soddisfatti o rimborsati» si applica esclusivamente nei rispetto dei seguenti dati: La garanzia è valida solo entro 100 giorni dalla data della fattura. ■ La garanzia si applica ai prodotti non aperti e non utilizzati, ad eccezione della confezione da 6 file di prova. ■ I prodotti devono essere restituiti all'azienda nella confezione e nell'imballaggio originali e accompagnati dal motivo della richiesta di cambio o di rimborso e da una fotocopia del preventivo o della fattura d'acquisto, dopo aver ottenuto conferma del reso nell'account del sito o tramite il Servizio Clienti. ■ In tutti gli altri casi, la garanzia non verrà applicata.

GO-TAPER FLEX


FLESSIBILITÀ E RESISTENZA!




Flessibilità



Potere di taglio



Resistenza



Autoclavabili fino a 134°C

PER IL TRATTAMENTO

x6



GO-TAPER FLEX	LUNGHEZZA			
	19 mm	21 mm	25 mm	31 mm
Kit assortiti	-	3109587	3109595	3109603
A0 - 4% - ISO 19	3109579	-	-	-
A1 - 2% - ISO 18	-	3109580	3109588	3109596
A2 - 4% - ISO 20	-	3109581	3109589	3109597
B1 - 7% - ISO 20	-	3109582	3109590	3109598
B2 - 8% - ISO 25	-	3109583	3109591	3109599
B3 - 9% - ISO 30	-	3109584	3109592	3109600
B4 - 6% - ISO 40	-	3109585	3109593	3109601
B5 - 5% - ISO 50	-	3109586	3109594	3109602

**TUTTA LA PREPARAZIONE
CON UN SOLO FILE!**

**CASI STANDARD
E/O DIFFICILI**

