

access

Een reeks **economische** producten
voor een **meer winstgevende** tandartspraktijk

REVERSO BLUE


Variabele coniciteit

Afwisselende Beweging
Tegen de klok in en met de klok



De NiTi endodontische
instrumenten tot
50% goedkoper

Test



REVERSO BLUE


VERZADIGD OF GEREFINANCIERD*

STANDAARD EN/OF
MOEILIJKE GEVALLEN

Met warmtebehandeling

FLEXIBILITEIT ++

CYCLISCHE
VERMOEIINGSSTERKTE ++




MET REVERSO BLUE

EENVOUD EN SNELHEID MET SLECHTS ÉÉN INSTRUMENT!




REVERSO BLUE


MET WARMTEBEHANDELING




Grote
flexibiliteit



Sterk
snijvermogen




Grote
weerstand



Sterilisatie
vanaf 134°C

VOOR BEHANDELING

x6




REVERSO BLUE	LENGTE		
	21 mm	25 mm	31 mm
Klassortiti	3121013	3121017	3121021
SO25 - 8% - ISO 25	3121010	3121014	3121018
SO40 - 6% - ISO 40	3121011	3121015	3121019
SO50 - 5% - ISO 50	3121012	3121016	3121020

Afwisselende Beweging
Tegen de klok in en met de klok



**DE HELE VOORBEREIDING
MET SLECHTS ÉÉN VIJL!**

**STANDAARD EN/OF
MOEILIJKE GEVALLEN**



* De «tevreden of terugbetaalde» garantie geldt uitsluitend voor de volgende gegevens: De garantie is alleen geldig binnen 100 dagen na factuurdatum. ■ De garantie is van toepassing op ongeopende en ongebruikte producten, met uitzondering van een doos met 6 testbestanden. ■ De producten moeten worden geretourneerd aan het bedrijf in de volgende verpakking en originele verpakking en vergezeld van de reden van het verzoek tot omruiling of terugbetaling en een fotokopie van een offerte of aankoopfactuur na het verkrijgen van een overeenkomst om terug te keren naar de site in het account van de klant of met de klantenservice. ■ In alle andere gevallen kan de garantie niet worden toegepast. ■ REVERSO BLUE: Klasse IIa medische hulpmiddelen. CE 0197 markering. Aangemelde instantie TÜV Rheinland. Europese gevolmachtigde: Wellkang Limited The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, IRELAND. De foto's zijn niet contractueel.