

access

Une gamme de produits **économiques**
pour une pratique dentaire **plus rentable**


REVERSO BLUE

Conicité variable

Mouvement 
alterné anti-horaire et horaire

La séquence
endodontique NiTi
jusqu'à **50% moins chère**

Testez



REVERSO BLUE

SATISFAIT ou REMBOURSE*

**CAS STANDARDS
ET/OU DIFFICILES**

Avec traitement thermique

FLÉXIBILITÉ ++

**RÉSISTANCE À LA FATIGUE
CYCLIQUE ++**


AVEC **REVERSO BLUE**

**SIMPLICITÉ
ET RAPIDITÉ AVEC
1 SEUL INSTRUMENT !**




REVERSO BLUE


AVEC TRAITEMENT THERMIQUE




Flexibilité ++



Pouvoir
de coupe




Résistance ++



Stérilisable
à 134°C

POUR TRAITEMENT

x 6




REVERSO BLUE	LONGUEUR		
	21 mm	25 mm	31 mm
KIT ASSORTI	206-662	206-663	206-664
SO25 - 8% - ISO 25	206-666	206-668	206-669
SO40 - 6% - ISO 40	206-671	206-672	206-673
SO50 - 5% - ISO 50	206-674	206-675	206-676

Mouvement
alterné anti-horaire et horaire

TOUTE LA PRÉPARATION
AVEC UNE SEULE LIME !

CAS STANDARDS
ET/OU DIFFICILES



* La garantie « satisfait ou remboursé » s'applique exclusivement dans le respect des données suivantes : ■ La garantie n'est valable que dans un délai de cent jours à date de facturation. ■ La garantie s'applique à des produits non déballés et non utilisés, à l'exception d'une boîte de 6 limes pour test. ■ Les produits doivent être retournés à la société dans les emballages et suremballages d'origine et accompagnés du motif de la demande d'échange ou de remboursement et d'une photocopie d'un devis ou d'une facture d'achat après avoir obtenu un accord de retour sur le site dans le compte du client ou auprès du Service Clients. ■ Dans tous les autres cas, la garantie ne pourra être appliquée.

REVERSO BLUE : dispositifs médicaux de classe IIa. Marquage CE 0197. Organisme notifié TÜV Rheinland. Mandataire européen : Wellkang Limited The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, IRELAND. Photos non contractuelles.