

access

Une gamme de produits **économiques**
pour une pratique dentaire **plus rentable**

REVERSO SILVER

Conicité variable

Mouvement 
alterné anti-horaire et horaire

La séquence
endodontique NiTi
jusqu'à **50% moins chère**

Testez



REVERSO SILVER

SATISFAIT ou REMBOURSÉ*

CAS STANDARDS



AVEC **REVERSO SILVER**

**SIMPLICITÉ
ET RAPIDITÉ AVEC
1 SEUL INSTRUMENT !**




REVERSO SILVER


SIMPLIFICATION DU PROTOCOLE ENDODONTIQUE

POUR TRAITEMENT ET RETRAITEMENT


x 6




Flexibilité



Pouvoir de coupe



Résistance




Stérilisable à 134°C

REVERSO SILVER	LONGUEUR		
	21 mm	25 mm	31 mm
KIT ASSORTI	204-650	204-655	204-659
SO25 - 8% - ISO 25	204-651	204-656	204-660
SO40 - 6% - ISO 40	204-652	204-657	204-661
SO50 - 5% - ISO 50	204-653	204-658	204-662

Mouvement 
alterné anti-horaire et horaire

TOUTE LA PRÉPARATION AVEC UNE SEULE LIME !

CAS STANDARDS



* La garantie « satisfait ou remboursé » s'applique exclusivement dans le respect des données suivantes : ■ La garantie n'est valable que dans un délai de cent jours à date de facturation. ■ La garantie s'applique à des produits non déballés et non utilisés, à l'exception d'une boîte de 6 limes pour test. ■ Les produits doivent être retournés à la société dans les emballages et suremballages d'origine et accompagnés du motif de la demande d'échange ou de remboursement et d'une photocopie d'un devis ou d'une facture d'achat après avoir obtenu un accord de retour sur le site dans le compte du client ou auprès du Service Clients. ■ Dans tous les autres cas, la garantie ne pourra être appliquée. REVERSO SILVER : dispositifs médicaux de classe IIa. Marquage CE 0197. Organisme notifié TÜV Rheinland. Mandataire européen : Wellkang Limited The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, IRELAND. Photos non contractuelles.