

access

ENDO MOTOR

Moteur d'endodontie sans fil avec localisateur d'apex intégré

- **Facilite la préparation du canal radiculaire**
- Technologie de rétroaction en temps réel et contrôle dynamique du couple
- Arrêt, ralentissement ou inversion de la rotation automatique quand la lime s'approche ou atteint le foramen apical
- Equipé de **27** systèmes de limes pré enregistrés et 10 programmes personnalisables

Mode Autostart

Le moteur se met en marche à l'entrée dans le canal

Mode ATR

Lorsque la limite du couple est atteinte, le moteur change le sens de rotation pour se désengager pour plus de sécurité



ENDO MOTOR

Moteur brushless !

- Rotation à **360°** du contre-angle
- Mouvement précis de rotation continue et alternée
- **Écran LED clair**, facile à utiliser et un chargement pratique sans fil !
- **Puissance** : 100 - 1800 tours minute
- Plage du couple : 0,4 - 5 Ncm
- Poids de la pièce à main avec le contre-angle : **158 g**
- Plage de fréquence : 112 - 205 KHz

Garantie 2 ans

Moteur
Garantie 2 ans

Contre-angle
Garantie 1 an

Livré avec :

Notice, guide rapide, base de chargement, pièce à main, contre-angle, câble de mesure, crochet à lèvres, porte-lime, adaptateur secteur, capuchon de protection en silicone, buse de pulvérisation, pointe de touche.

ENDO MOTOR

3166410

