

## EASY FILL

Injecteur de gutta-percha conçu pour l'obturation des 2/3 coronaire du canal

- Facilite l'injection de la gutta-percha
- 4 températures pré réglées : 100°C, 150°C, 180°C et 200°C
- Écran LED clair et facile à utiliser
- Système d'obturation forme pistolet et sans fil !



Livré avec :

6 EASY FILL TIPS (2 x 25G-24MM, 2 x 25 G-28MM, 2 X 24G-24MM),  
1 outil de pliage des tips et 3 manchons d'isolation thermique.

EASY FILL

3153026

## EASY FILL

### TIPS

x6

134°C



Stérilisables à 134°C  
pendant 18 minutes



#### EASY FILL TIPS

25G (0,45MM) 24MM	3153027
25G (0,45MM) 28MM	3153028
24G (0,55MM) 24MM	3153029
23G (0,65MM) 24MM	3153030
23G (0,65MM) 28MM	3153031

# access

## EASY PACK

Condensateur à chaud  
pour l'obturation canalaire

- Permet de ramollir la gutta-percha puis de la compacter
- 5 températures pré-réglées : 90°C, 150°C, 180°C, 200°C et 230°C
- Système d'obturation de petite taille et sans fil !



Livré avec :  
4 EASY PACK TIPS assortis.

EASY PACK

3153032

## EASY PACK TIPS

x4



### EASY PACK TIPS

04/40	3153033
06/55	3153034
08/55	3153035
10/55	3153036

134°C



Stérilisables à 134°C  
pendant 18 minutes