

access

STERILE R

EASY-FILE FLEX

Movimiento alterno

antihorario y horario




250-350 rpm


Aleación NiTi y tratamiento térmico

para una memoria de forma controlada
que evita la creación de escalones y perforaciones

Prueba EASY-FILE FLEX



¡Simplifique SU PROTOCOLO
ENDODÓNTICO! !



KIT



Recambio

Conicidad variable

CASOS ESTÁNDAR
Y/O DIFÍCILES




PREOPERATORIO



Cono Maestro




POSTOPERATORIO




Caso clínico realizado por el
Dr. Hugo Setbon
Especialista en endodoncia


EASY-FILE
FLEX



Flexibilidad



Potencia
de corte




Resistencia



Uso
único

¡TODA LA PREPARACIÓN CON UNA SOLA LIMA!

PARA TRATAMIENTO



EASY-FILE FLEX	LONGITUD		
	21 mm	25 mm	31 mm
KIT SURTIDO x4	3166615	3166620	3166625
S20 - 7% - ISO 20 x6	3166611	3166616	3166621
R25 - 7% - ISO 25 x6	3166612	3166617	3166622
M35 - 6% - ISO 35 x6	3166613	3166618	3166623
L45 - 5% - ISO 45 x6	3166614	3166619	3166624

access

UNA GAMA COMPLETA DE LIMAS ESTÉRILES

		CANALES ESTÁNDAR RECTOS/ANCHOS	CANALES DIFÍCILES FINOS/CURVADOS
Permeabilización de los conductos			
	PREFILE		✓
	GO-GLIDER		✓
	EASY-FILE FLEX Glider flexibilidad +++		✓
Preparación			
	GO-TAPER FLEX flexibilidad +++	✓	✓
	GO-TAPER BLUE flexibilidad +++	✓	✓
	GO-TAPER X	✓	✓
	GO-TWO	✓	✓
	GO-TAPER UNIVERSAL	✓	
	REVERSO BLUE flexibilidad +++	✓	✓
	EASY-FILE FLEX flexibilidad +++	✓	✓
Retratamiento			
	GO-TAPER RETREATMENT	✓	
	REVERSO SILVER	✓	