

access

STERILE R

GO-GLIDER


Pre ensanchador



250 rpm

Aleación NiTi

Prueba GO-GLIDER



¡Proteja SU PROTOCOLO ENDODÓNTICO!



Conicidad variable

CASOS ESTÁNDAR



- FLÉXIBILIDAD
- RESISTENCIA
- PUNTA ROMA


Secuencia con GO-GLIDER



+ preparación




GO-GLIDER



Flexibilidad



Potencia de corte




Resistencia



Uso único

¡PARA ANTICIPARSE A UNA PREPARACIÓN CONTROLADA DEL CANAL!

PRE ENSANCHADOR



x6

GO-GLIDER	LONGITUD		
	21 mm	25 mm	31 mm
2% – ISO 016	3166663	3166664	3166665

access

UNA GAMA COMPLETA DE LIMAS ESTÉRILES

		CANALES ESTÁNDAR RECTOS/ANCHOS	CANALES DIFÍCILES FINOS/CURVADOS
Permeabilización de los conductos			
	PREFILE		✓
	GO-GLIDER		✓
	EASY-FILE FLEX <i>Glider flexibilité +++</i>		✓
Preparación			
	GO-TAPER FLEX <i>flexibilité +++</i>	✓	✓
	GO-TAPER BLUE <i>flexibilité +++</i>	✓	✓
	GO-TAPER X	✓	✓
	GO-TWO	✓	✓
	GO-TAPER UNIVERSAL	✓	✓
	REVERSO BLUE <i>flexibilité +++</i>	✓	✓
	EASY-FILE FLEX <i>flexibilité +++</i>	✓	✓
Retratamiento			
	GO-TAPER RETREATMENT	✓	
	REVERSO SILVER	✓	