


access

STERILE R

GO-TAPER RETREATMENT

Rotación continua



Aleación NiTi

Prueba GO-TAPER



¡Optimice LA ELIMINACIÓN DE UN
EMPASTE ANTERIOR!




PREOPERATORIO



CONO MAESTRO




POSTOPERATORIO



Caso clínico realizado por el
Dr. Hugo Setbon
Especialista en endodoncia


GO-TAPER RETREATMENT



Flexibilidad



Potencia de corte



Resistencia




Uso único

PARA REMOCIÓN DEL MATERIAL DE OBTURACIÓN ENDODÓNTICO

PARA RETRATAMIENTO

INSTRUMENTOS ADAPTADOS
a cada tercio del conducto radicular



x6

GO-TAPER RETREATMENT	LONGITUD	REFERENCIA
KIT SURTIDO	Surtido	3166598
C1 – 9% – ISO 30	16 mm	3166595
C2 – 8% – ISO 25	18 mm	3166596
C3 – 7% – ISO 20	22 mm	3166597

access

UNA GAMA COMPLETA DE LIMAS ESTÉRILES

CANALES ESTÁNDAR
RECTOS/ANCHOS

CANALES DIFÍCILES
FINOS/CURVADOS

Permeabilización de los conductos

PREFILE	✓
GO-GLIDER	✓
EASY-FILE FLEX <i>Glider flexibilidad +++</i>	✓

Preparación

GO-TAPER FLEX <i>flexibilidad +++</i>	✓	✓
GO-TAPER BLUE <i>flexibilidad +++</i>	✓	✓
GO-TAPER X	✓	✓
GO-TWO	✓	✓
GO-TAPER UNIVERSAL	✓	✓
REVERSO BLUE <i>flexibilidad +++</i>	✓	✓
EASY-FILE FLEX <i>flexibilidad +++</i>	✓	✓

Retratamiento

GO-TAPER RETREATMENT	✓
REVERSO SILVER	✓