

# access

STERILE R

## GO-TAPER BLUE


Rotación continua




250 - 350 rpm

Aleación NiTi y tratamiento térmico  
para una memoria de forma controlada que  
evita la creación de escalones y perforaciones

Prueba GO-TAPER BLUE



¡Recupere la FLEXIBILIDAD Y LA  
RESISTENCIA!



Conicidad variable

CASOS ESTÁNDAR  
Y/O DIFÍCILES




PREOPERATORIO



POSTOPERATORIO

Caso clínico realizado por el  
**Dr. Hugo Setbon**  
Especialista en endodoncia


# GO-TAPER BLUE



Flexibilidad



Potencia de corte



Resistencia




Uso único

NUEVO TRATAMIENTO TÉRMICO "BLUE TREATMENT"

x 6

PARA TRATAMIENTO



GO-TAPER BLUE	LONGITUD			
	19 mm	21 mm	25 mm	31 mm
KIT SURTIDO A0 à B3	–	3166634	3166642	3166650
A0 – 4% – ISO 019	3166626	–	–	–
A1 – 2% – ISO 018	–	3166627	3166635	3166643
A2 – 4% – ISO 020	–	3166628	3166636	3166644
B1 – 7% – ISO 020	–	3166629	3166637	3166645
B2 – 8% – ISO 025	–	3166630	3166638	3166646
B3 – 9% – ISO 030	–	3166631	3166639	3166647
B4 – 6% – ISO 040	–	3166632	3166640	3166648
B5 – 5% – ISO 050	–	3166633	3166641	3166649

access

UNA GAMA COMPLETA DE LIMAS ESTÉRILES

Permeabilización de los conductos

	CANALES ESTÁNDAR RECTOS/ANCHOS		CANALES DIFÍCILES FINOS/CURVADOS	
	PREFILE		✓	
	GO-GLIDER		✓	
	EASY-FILE FLEX <i>Glider flexibilidad +++</i>		✓	

Preparación

	GO-TAPER FLEX <i>flexibilidad +++</i>		✓	
	GO-TAPER BLUE <i>flexibilidad +++</i>		✓	
	GO-TAPER X		✓	
	GO-TWO		✓	
	GO-TAPER UNIVERSAL		✓	
	REVERSO BLUE <i>flexibilidad +++</i>		✓	
	EASY-FILE FLEX <i>flexibilidad +++</i>		✓	

Retratamiento

	GO-TAPER RETREATMENT		✓	
	REVERSO SILVER		✓	