

access

STERILE R

GO-TAPER X



Rotación continua




250-300 rpm

Aleación NiTi


para una memoria de forma controlada que evita la creación de escalones y perforaciones

Prueba GO-TAPER X



¡OPTIMICE LA RECUPERACIÓN DE

RESIDUOS!



Conicidad variable

CASOS ESTÁNDAR



CASO CLÍNICO 1

PREOPERATORIO




POSTOPERATORIO

CASO CLÍNICO 2

PREOPERATORIO



POSTOPERATORIO




Casos clínicos realizados por el

Dr. Hugo Setbon

Especialista en endodoncia


GO-TAPER X



Flexibilidad



Potencia de corte



Resistencia



Uso único


FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA

PARA TRATAMIENTO

Diseño de sección transversal rectangular descentrada

Movimiento rotatorio asimétrico

x6



GO-TAPER X	LONGITUD		
	21 mm	25 mm	31 mm
KIT SURTIDO	3166711	3166717	3166723
4% - ISO 017	3166706	3166712	3166718
6% - ISO 017	3166707	3166713	3166719
7% - ISO 030	3166708	3166714	3166720
6% - ISO 040	3166709	3166715	3166721
6% - ISO 050	3166710	3166716	3166722

access

UNA GAMA COMPLETA DE LIMAS ESTÉRILES

	CANALES ESTÁNDAR RECTOS/ANCHOS	CANALES DIFÍCILES FINOS/CURVADOS
Permeabilización de los conductos		
	PREFILE	✓
	GO-GLIDER	✓
	EASY-FILE FLEX <i>Glíder flexibilidad +++</i>	✓
Preparación		
	GO-TAPER FLEX <i>flexibilidad +++</i>	✓
	GO-TAPER BLUE <i>flexibilidad +++</i>	✓
	GO-TAPER X	✓
	GO-TWO	✓
	GO-TAPER UNIVERSAL	✓
	REVERSO BLUE <i>flexibilidad +++</i>	✓
	EASY-FILE FLEX <i>flexibilidad +++</i>	✓
Retratamiento		
	GO-TAPER RETREATMENT	✓
	REVERSO SILVER	✓