

access

STERILE R


REVERSO SILVER

Movimiento alternado
antihorario y horario




Aleación NiTi
para una eficacia de corte

Prueba REVERSO SILVER



¡Simplifique SU PROTOCOLO ENDODÓNTICO!




Conicidad variable

CASOS ESTÁNDAR



Preoperatorio



Remoción del material
de obturación



Cono maestro



Postoperatorio




Caso clínico realizado por el

Dr. Hugo Setbon

Especialista en endodoncia


REVERSO SILVER



Flexibilidad



Potencia de corte




Resistencia



Uso único

¡TODO EL PREPARADO CON UNA SOLA LIMA!

PARA EL TRATAMIENTO Y RETRATAMIENTO



x6

REVERSO SILVER	LONGITUD		
	21 mm	25 mm	31 mm
KIT SURTIDO	3166602	3166606	3166610
SO25 - 8% - ISO 25	3166599	3166603	3166607
SO40 - 6% - ISO 40	3166600	3166604	3166608
SO50 - 5% - ISO 50	3166601	3166605	3166609

access

UNA GAMA COMPLETA DE LIMAS ESTÉRILES

Permeabilización de los conductos

	CANALES ESTÁNDAR RECTOS/ANCHOS		CANALES DIFÍCILES FINOS/CURVADOS	
	PREFILE		✓	
	GO-GLIDER		✓	
	EASY-FILE FLEX <i>Glider flexibilidad +++</i>		✓	

Preparación

	GO-TAPER FLEX <i>flexibilidad +++</i>		✓	
	GO-TAPER BLUE <i>flexibilidad +++</i>		✓	
	GO-TAPER X		✓	
	GO-TWO		✓	
	GO-TAPER UNIVERSAL		✓	
	REVERSO BLUE <i>flexibilidad +++</i>		✓	
	EASY-FILE FLEX <i>flexibilidad +++</i>		✓	

Retratamiento

	GO-TAPER RETREATMENT		✓	
	REVERSO SILVER		✓	