

# access


STERILE R

## EASY-FILE FLEX *Glider*

Pre ensanchador   
300 rpm

Aleación NiTi y tratamiento térmico

Prueba EASY-FILE FLEX Glider



¡Proteja SU PROTOCOLO ENDÓDÓNTICO!



Conicidad variable

CASOS ESTÁNDAR  
Y/O DIFÍCILES



-  FLEXIBILIDAD
-  RESISTENCIA
-  PUNTA ROMA

PREOPERATORIO




POSTOPERATORIO




Caso clínico realizado por el  
**Dr. Hugo Setbon**  
Especialista en endodoncia

con **EASY-FILE FLEX Glider**  
y EASY-FILE FLEX  
para la preparación


# EASY-FILE FLEX Glider



Flexibilidad



Potencia  
de corte




Resistencia



Uso  
único

¡PARA ANTICIPARSE A UNA PREPARACIÓN CONTROLADA DEL CANAL!

PRE ENSANCHADOR



x6

EASY-FILE FLEX Glider	LONGITUD		
	21 mm	25 mm	31 mm
2% – ISO 015	3148405	3148406	3148407

access

UNA GAMA COMPLETA DE LIMAS ESTÉRILES

## Permeabilización de los conductos

	CANALES ESTÁNDAR RECTOS/ANCHOS		CANALES DIFÍCILES FINOS/CURVADOS	
	<b>PREFILE</b>		✓	
	<b>GO-GLIDER</b>		✓	
	<b>EASY-FILE FLEX Glider</b>	<i>flexibilidad +++</i>	✓	

## Preparación

	<b>GO-TAPER FLEX</b>	<i>flexibilidad +++</i>	✓	✓
	<b>GO-TAPER BLUE</b>	<i>flexibilidad +++</i>	✓	✓
	<b>GO-TAPER X</b>		✓	✓
	<b>GO-TWO</b>		✓	✓
	<b>GO-TAPER UNIVERSAL</b>		✓	✓
	<b>REVERSO BLUE</b>	<i>flexibilidad +++</i>	✓	✓
	<b>EASY-FILE FLEX</b>	<i>flexibilidad +++</i>	✓	✓

## Retratamiento

	<b>GO-TAPER RETREATMENT</b>	✓
	<b>REVERSO SILVER</b>	✓