


Flexibilité



Pouvoir de coupe




Résistance



Déjà Stérile



QUELLE LIME POUR QUEL CAS ?

TRAITEMENT





CAS STANDARD



ROTATION CONTINUE



CAS DIFFICILES



ALTERNÉE
Anti-horaire et
horaire




PRÉ-ÉLARGISSEMENT

ROTATION CONTINUE





ALTERNÉE
Anti-horaire et
horaire




RETRAITEMENT

ROTATION CONTINUE



ALTERNÉE
Anti-horaire et
horaire






Flexibilité



Pouvoir de coupe



Résistance



Déjà Stérile

Canaux droits et/ou relativement larges - Canaux étroits et/ou courbes

QUELLE LIME POUR QUELLE UTILISATION ?

POUR une préparation canalaire rapide et fiable, **AVEC** un protocole clair et précis

OUVERTURE D'ORIFICE



GO-TAPER
BLUE A0

GO-TAPER
FLEX A0




GO-TAPER
UNIVERSAL A0

CATHÉTÉRISME



PREFILE

PRÉ-ÉLARGISSEUR




GO
GLIDER

EASY-FILE
FLEX GLIDER


FAÇONNAGE DU CANAL



GO-TAPER
UNIVERSAL




GO-TAPER
FLEX



EASY-FILE
FLEX




GO-TAPER
X



GO-TAPER
BLUE



REVERSO
BLUE




GO-TWO



REVERSO
SILVER

RETRAITEMENT DU CANAL RADICULAIRE



GO-TWO



GO-TAPER
RETREATMENT



REVERSO
SILVER