

access

STERILE R

REVERSO SILVER

Mouvement alterné


anti-horaire et horaire




Alliage NiTi

pour une **mémoire contrôlée** qui évite
la création de marche d'escalier et perforations

Testez REVERSO SILVER



Simplifiez VOTRE PROTOCOLE ENDO !




Conicité variable

CAS STANDARDS



PRÉ - OP



Désobturation



Maître-cône



POST - OP




Cas clinique réalisé par le

Dr. Hugo Setbon

Spécialiste en endodontie


REVERSO SILVER



Flexibilité



Pouvoir de coupe




Résistance



Usage unique

TOUTE LA PRÉPARATION AVEC UNE SEULE LIME !

POUR TRAITEMENT ET RETRAITEMENT



x6

REVERSO SILVER	LONGUEUR		
	21 mm	25 mm	31 mm
KIT ASSORTI	3166602	3166606	3166610
SO25 - 8% - ISO 25	3166599	3166603	3166607
SO40 - 6% - ISO 40	3166600	3166604	3166608
SO50 - 5% - ISO 50	3166601	3166605	3166609

access

UNE GAMME COMPLETE DE LIMES STERILES

	CANAUX STANDARDS DROITS/LARGES	CANAUX DIFFICILES FINS/COURBES
Pré-élargissement		
	PREFILE	✓
	GO-GLIDER	✓
	EASY-FILE FLEX <i>Glider flexibilité +++</i>	✓
Traitement		
	GO-TAPER FLEX <i>flexibilité +++</i>	✓
	GO-TAPER BLUE <i>flexibilité +++</i>	✓
	GO-TAPER X	✓
	GO-TWO	✓
	GO-TAPER UNIVERSAL	✓
	REVERSO BLUE <i>flexibilité +++</i>	✓
	EASY-FILE FLEX <i>flexibilité +++</i>	✓
Retraitement		
	GO-TAPER RETREATMENT	✓
	REVERSO SILVER	✓