


access

STERILE R


GO-TAPER RETREATMENT

Rotation continue




Alliage NiTi

Testez GO-TAPER



Optimisez L'ÉLIMINATION D'UNE
PRÉCÉDENTE OBTURATION !



PRÉ - OP



Maître cône




POST - OP



Cas clinique réalisé par le
Dr. Hugo Setbon
Spécialiste en endodontie


GO-TAPER RETREATMENT



Flexibilité



Pouvoir de coupe



Résistance




Usage unique

POUR UNE ÉLIMINATION DE L'OBTURATION ENDO !

POUR RETRAITEMENT

INSTRUMENTS ADAPTÉS à chaque tiers du conduit radiculaire



x6

GO-TAPER RETREATMENT	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
KIT ASSORTI	Assortie	3166598
C1 – 9% – ISO 30	16 mm	3166595
C2 – 8% – ISO 25	18 mm	3166596
C3 – 7% – ISO 20	22 mm	3166597

access

UNE GAMME COMPLETE DE LIMES STERILES

	CANAUX STANDARDS DROITS/LARGES	CANAUX DIFFICILES FINS/COURBES
Pré-élargissement		
	PROFILE	✓
	GO-GLIDER	✓
	EASY-FILE FLEX <i>Glider flexibilité +++</i>	✓
Traitement		
	GO-TAPER FLEX <i>flexibilité +++</i>	✓
	GO-TAPER BLUE <i>flexibilité +++</i>	✓
	GO-TAPER X	✓
	GO-TWO	✓
	GO-TAPER UNIVERSAL	✓
	REVERSO BLUE <i>flexibilité +++</i>	✓
	EASY-FILE FLEX <i>flexibilité +++</i>	✓
Retraitement		
	GO-TAPER RETREATMENT	✓
	REVERSO SILVER	✓