

access

STERILE R

GO-TAPER UNIVERSAL


Rotation continue



Alliage NiTi

pour une **résistance à la fracture** optimale

Testez GO-TAPER



Optimisez LA REMONTÉE DES DÉBRIS !



Conicité variable

CAS STANDARDS



PRÉ - OP



POST - OP




Cas clinique réalisé par le

Dr. Hugo Setbon

Spécialiste en endodontie


GO-TAPER UNIVERSAL



Flexibilité



Pouvoir de coupe



Résistance




Usage unique

MÊME SÉQUENCE POUR TOUS LES CAS STANDARDS !

POUR TRAITEMENT

x6



GO-TAPER UNIVERSAL	LONGUEUR			
	19 mm	21 mm	25 mm	31 mm
KIT ASSORTI	–	3166578	3166586	3166594
A0 – 4% – ISO 19	3166570	–	–	–
A1 – 2% – ISO 18	–	3166571	3166579	3166587
A2 – 4% – ISO 20	–	3166572	3166580	3166588
B1 – 7% – ISO 20	–	3166573	3166581	3166589
B2 – 8% – ISO 25	–	3166574	3166582	3166590
B3 – 9% – ISO 30	–	3166575	3166583	3166591
B4 – 6% – ISO 40	–	3166576	3166584	3166592
B5 – 5% – ISO 50	–	3166577	3166585	3166593

access

UNE GAMME COMPLETE DE LIMES STERILES

	CANAUX STANDARDS DROITS/LARGES	CANAUX DIFFICILES FINS/COURBES
Pré-élargissement		
	PREFILE	✓
	GO-GLIDER	✓
	EASY-FILE FLEX <i>Glider flexibilité +++</i>	✓
Traitement		
	GO-TAPER FLEX <i>flexibilité +++</i>	✓
	GO-TAPER BLUE <i>flexibilité +++</i>	✓
	GO-TAPER X	✓
	GO-TWO	✓
	GO-TAPER UNIVERSAL	✓
	REVERSO BLUE <i>flexibilité +++</i>	✓
	EASY-FILE FLEX <i>flexibilité +++</i>	✓
Retraitement		
	GO-TAPER RETREATMENT	✓
	REVERSO SILVER	✓