

access

STERILE R

GO-TAPER FLEX

Rotation continue




250 - 350 rpm

Alliage NiTi et Traitement thermique
pour une **mémoire contrôlée** qui évite
la création de marche d'escalier et perforations

Testez GO-TAPER FLEX



Retrouvez
FLEXIBILITÉ ET ENDURANCE !



Conicité variable

CAS STANDARDS
ET/OU DIFFICILES



PRÉ - OP




POST- OP



Cas clinique réalisé par le
Dr. Hugo Setbon
Spécialiste en endodontie


GO-TAPER FLEX



Flexibilité



Pouvoir de coupe



Résistance




Usage unique

DES LIMES RÉSISTANTES POUR UN TRAITEMENT FIABLE !

x6

POUR TRAITEMENT



GO-TAPER FLEX	LONGUEUR			
	19 mm	21 mm	25 mm	31 mm
KIT ASSORTI A0/A1/A2/B1/B2/B3	–	3148376	3148384	3148392
A0 – 4% – ISO 19	3148368	–	–	–
A1 – 2% – ISO 18	–	3148369	3148377	3148385
A2 – 4% – ISO 20	–	3148370	3148378	3148386
B1 – 7% – ISO 20	–	3148371	3148379	3148387
B2 – 8% – ISO 25	–	3148372	3148380	3148388
B3 – 9% – ISO 30	–	3148373	3148381	3148389
B4 – 6% – ISO 40	–	3148374	3148382	3148390
B5 – 5% – ISO 50	–	3148375	3148383	3148391

access

UNE GAMME COMPLETE DE LIMES STERILES

		CANAUX STANDARDS DROITS/LARGES	CANAUX DIFFICILES FINS/COURBES
Pré-élargissement			
	PREFILE		✓
	GO-GLIDER		✓
	EASY-FILE FLEX <i>Glider flexibilité +++</i>		✓
Traitement			
	GO-TAPER FLEX <i>flexibilité +++</i>	✓	✓
	GO-TAPER BLUE <i>flexibilité +++</i>	✓	✓
	GO-TAPER X	✓	✓
	GO-TWO	✓	✓
	GO-TAPER UNIVERSAL	✓	
	REVERSO BLUE <i>flexibilité +++</i>	✓	✓
	EASY-FILE FLEX <i>flexibilité +++</i>	✓	✓
Retraitement			
	GO-TAPER RETREATMENT	✓	
	REVERSO SILVER	✓	