

access

STERILE R

EASY-FILE FLEX

Mouvement alterné

anti-horaire et horaire



250-350 rpm

Alliage NiTi et Traitement thermique

pour une **mémoire contrôlée**

qui évite la création de marche d'escalier et perforations

Testez EASY-FILE FLEX



Simplifiez VOTRE PROTOCOLE ENDO !



Conicité variable

CAS STANDARDS
ET/OU DIFFICILES



PRÉ - OP



Maître cône



POST - OP




Cas clinique réalisé par le

Dr. Hugo Setbon

Spécialiste en endodontie


EASY-FILE FLEX



Flexibilité



Pouvoir
de coupe




Résistance



Usage
unique

TOUTE LA PRÉPARATION AVEC UNE SEULE LIME !

POUR TRAITEMENT



EASY-FILE FLEX		LONGUEUR		
		21 mm	25 mm	31 mm
KIT ASSORTI	x4	3166615	3166620	3166625
S20 - 7% - ISO 20	x6	3166611	3166616	3166621
R25 - 7% - ISO 25	x6	3166612	3166617	3166622
M35 - 6% - ISO 35	x6	3166613	3166618	3166623
L45 - 5% - ISO 45	x6	3166614	3166619	3166624

access

UNE GAMME COMPLETE DE LIMES STERILES

	CANAUX STANDARDS DROITS/LARGES	CANAUX DIFFICILES FINS/COURBES
Pré-élargissement		
	PROFILE	✓
	GO-GLIDER	✓
	EASY-FILE FLEX <i>Glider</i> flexibilité +++	✓
Traitement		
	GO-TAPER FLEX flexibilité +++	✓
	GO-TAPER BLUE flexibilité +++	✓
	GO-TAPER X	✓
	GO-TWO	✓
	GO-TAPER UNIVERSAL	✓
	REVERSO BLUE flexibilité +++	✓
	EASY-FILE FLEX flexibilité +++	✓
Retraitement		
	GO-TAPER RETREATMENT	✓
	REVERSO SILVER	✓