

access

STERILE R

GO-TAPER X

Rotation continue




Alliage NiTi

pour une **mémoire contrôlée** qui évite
la création de marche d'escalier et perforations

Testez GO-TAPER X



Optimisez LA REMONTÉE DES DÉBRIS !



Conicité variable

CAS STANDARDS



CAS CLINIQUE 1

PRÉ - OP



POST - OP



CAS CLINIQUE 2

PRÉ - OP




POST - OP



Cas cliniques réalisés par le
Dr. Hugo Setbon
Spécialiste en endodontie


GO-TAPER X



Flexibilité



Pouvoir de coupe




Résistance



Usage unique

FLEXIBILITÉ ET ENDURANCE

POUR TRAITEMENT



Conception de coupe transversale rectangulaire décentrée

Mouvement rotatif asymétrique

x6

GO-TAPER X	LONGUEUR		
	21 mm	25 mm	31 mm
KIT ASSORTIS	3166711	3166717	3166723
4% – ISO 017	3166706	3166712	3166718
6% – ISO 017	3166707	3166713	3166719
7% – ISO 030	3166708	3166714	3166720
6% – ISO 040	3166709	3166715	3166721
6% – ISO 050	3166710	3166716	3166722

access

UNE GAMME COMPLETE DE LIMES STERILES

	CANAUX STANDARDS DROITS/LARGES	CANAUX DIFFICILES FINS/COURBES
Pré-élargissement		
	PREFILE	✓
	GO-GLIDER	✓
	EASY-FILE FLEX <i>Glider flexibilité +++</i>	✓
Traitement		
	GO-TAPER FLEX <i>flexibilité +++</i>	✓
	GO-TAPER BLUE <i>flexibilité +++</i>	✓
	GO-TAPER X	✓
	GO-TWO	✓
	GO-TAPER UNIVERSAL	✓
	REVERSO BLUE <i>flexibilité +++</i>	✓
	EASY-FILE FLEX <i>flexibilité +++</i>	✓
Retraitement		
	GO-TAPER RETREATMENT	✓
	REVERSO SILVER	✓