

# access

STERILE R

## GO-TAPER BLUE

Rotation continue




250 - 350 rpm

Alliage NiTi et Traitement thermique  
pour une **mémoire contrôlée** qui évite  
la création de marche d'escalier et perforations

Testez GO-TAPER BLUE



Retrouvez **FLÉXIBILITÉ ET ENDURANCE !**



Conicité variable

CAS STANDARDS  
ET/OU DIFFICILES



PRÉ - OP




POST - OP



Cas clinique réalisé par le  
**Dr. Hugo Setbon**  
Spécialiste en endodontie


# GO-TAPER BLUE



Flexibilité



Pouvoir de coupe



Résistance




Usage unique

NOUVEAU TRAITEMENT THERMIQUE "BLUE TREATMENT"

x6

POUR TRAITEMENT



| GO-TAPER BLUE       | LONGUEUR |         |         |         |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|
|                     | 19 mm    | 21 mm   | 25 mm   | 31 mm   |
| KIT ASSORTI A0 à B3 | –        | 3166634 | 3166642 | 3166650 |
| A0 – 4% – ISO 019   | 3166626  | –       | –       | –       |
| A1 – 2% – ISO 018   | –        | 3166627 | 3166635 | 3166643 |
| A2 – 4% – ISO 020   | –        | 3166628 | 3166636 | 3166644 |
| B1 – 7% – ISO 020   | –        | 3166629 | 3166637 | 3166645 |
| B2 – 8% – ISO 025   | –        | 3166630 | 3166638 | 3166646 |
| B3 – 9% – ISO 030   | –        | 3166631 | 3166639 | 3166647 |
| B4 – 6% – ISO 040   | –        | 3166632 | 3166640 | 3166648 |
| B5 – 5% – ISO 050   | –        | 3166633 | 3166641 | 3166649 |

access

UNE GAMME COMPLETE DE LIMES STERILES

|                          | CANAUX STANDARDS<br>DROITS/LARGES                   | CANAUX DIFFICILES<br>FINS/COURBES |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Pré-élargissement</b> |                                                     |                                   |
|                          | <b>PREFILE</b>                                      | ✓                                 |
|                          | <b>GO-GLIDER</b>                                    | ✓                                 |
|                          | <b>EASY-FILE FLEX</b> <i>Glider flexibilité +++</i> | ✓                                 |
| <b>Traitement</b>        |                                                     |                                   |
|                          | <b>GO-TAPER FLEX</b> <i>flexibilité +++</i>         | ✓                                 |
|                          | <b>GO-TAPER BLUE</b> <i>flexibilité +++</i>         | ✓                                 |
|                          | <b>GO-TAPER X</b>                                   | ✓                                 |
|                          | <b>GO-TWO</b>                                       | ✓                                 |
|                          | <b>GO-TAPER UNIVERSAL</b>                           | ✓                                 |
|                          | <b>REVERSO BLUE</b> <i>flexibilité +++</i>          | ✓                                 |
|                          | <b>EASY-FILE FLEX</b> <i>flexibilité +++</i>        | ✓                                 |
| <b>Retraitement</b>      |                                                     |                                   |
|                          | <b>GO-TAPER RETREATMENT</b>                         | ✓                                 |
|                          | <b>REVERSO SILVER</b>                               | ✓                                 |