

access

STERILE R

EASY-FILE FLEX *Glider*

Pré-élargisseur



Alliage NiTi et Traitement thermique

Testez EASY-FILE FLEX Glider



Sécurisez VOTRE PROTOCOLE ENDO !



Conicité variable

CAS STANDARDS

- FLÉXIBILITÉ
- ENDURANCE
- POINTE DE GUIDAGE MOUSSE



POST - OP




PRÉ - OP




Cas clinique réalisé par le
Dr. Hugo Setbon
Spécialiste en endodontie
avec **EASY-FILE FLEX Glider**
puis EASY-FILE FLEX
pour la préparation


EASY-FILE FLEX Glider



Flexibilité



Pouvoir
de coupe




Résistance



Usage
unique

POUR ANTICIPER UNE PRÉPARATION CANALAIRE MAÎTRISÉE !

PRÉ-ÉLARGISSEUR



x6

EASY-FILE FLEX Glider	LONGUEUR		
	21 mm	25 mm	31 mm
2% – ISO 015	3148405	3148406	3148407

access

UNE GAMME COMPLETE DE LIMES STERILES

		CANAUX STANDARDS DROITS/LARGES	CANAUX DIFFICILES FINS/COURBES
Pré-élargissement			
	PREFILE		✓
	GO-GLIDER		✓
	EASY-FILE FLEX Glider <i>flexibilité +++</i>		✓
Traitement			
	GO-TAPER FLEX <i>flexibilité +++</i>	✓	✓
	GO-TAPER BLUE <i>flexibilité +++</i>	✓	✓
	GO-TAPER X	✓	✓
	GO-TWO	✓	✓
	GO-TAPER UNIVERSAL	✓	✓
	REVERSO BLUE <i>flexibilité +++</i>	✓	✓
	EASY-FILE FLEX <i>flexibilité +++</i>	✓	✓
Retraitement			
	GO-TAPER RETREATMENT	✓	
	REVERSO SILVER	✓	