

# access

STERILE R

## REVERSO BLUE

### Mouvement alterné

anti-horaire et horaire



250-3500 rpm


Alliage NiTi et Traitement thermique

pour une **mémoire contrôlée** qui évite  
la création de marche d'escalier et perforations

Testez REVERSO BLUE



**Simplifiez** VOTRE PROTOCOLE ENDO !



Conicité variable

CAS STANDARDS  
ET/OU DIFFICILES




➤ FLÉXIBILITÉ

➤ RÉSISTANCE À LA  
FATIGUE CYCLIQUE

PRÉ - OP



POST - OP




Cas clinique réalisé par le

**Dr. Hugo Setbon**

Spécialiste en endodontie


# REVERSO BLUE



Flexibilité



Pouvoir  
de coupe




Résistance



Usage  
unique

**TOUTE LA PRÉPARATION AVEC UNE SEULE LIME !**

POUR TRAITEMENT



x6

| REVERSO<br>BLUE    | LONGUEUR |         |         |
|--------------------|----------|---------|---------|
|                    | 21 mm    | 25 mm   | 31 mm   |
| KIT ASSORTI        | 3166654  | 3166658 | 3166662 |
| SO25 - 8% - ISO 25 | 3166651  | 3166655 | 3166659 |
| SO40 - 6% - ISO 40 | 3166652  | 3166656 | 3166660 |
| SO50 - 5% - ISO 50 | 3166653  | 3166657 | 3166661 |

access

**UNE GAMME COMPLETE DE LIMES STERILES**

|                          |                                                            | CANAUX STANDARDS<br>DROITS/LARGES | CANAUX DIFFICILES<br>FINS/COURBES |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Pré-élargissement</b> |                                                            |                                   |                                   |
|                          | <b>PREFILE</b>                                             |                                   | ✓                                 |
|                          | <b>GO-GLIDER</b>                                           |                                   | ✓                                 |
|                          | <b>EASY-FILE FLEX</b> <i>Glider</i> <i>flexibilité +++</i> |                                   | ✓                                 |
| <b>Traitement</b>        |                                                            |                                   |                                   |
|                          | <b>GO-TAPER FLEX</b> <i>flexibilité +++</i>                | ✓                                 | ✓                                 |
|                          | <b>GO-TAPER BLUE</b> <i>flexibilité +++</i>                | ✓                                 | ✓                                 |
|                          | <b>GO-TAPER X</b>                                          | ✓                                 | ✓                                 |
|                          | <b>GO-TWO</b>                                              | ✓                                 | ✓                                 |
|                          | <b>GO-TAPER UNIVERSAL</b>                                  | ✓                                 | ✓                                 |
|                          | <b>REVERSO BLUE</b> <i>flexibilité +++</i>                 | ✓                                 | ✓                                 |
|                          | <b>EASY-FILE FLEX</b> <i>flexibilité +++</i>               | ✓                                 | ✓                                 |
| <b>Retraitement</b>      |                                                            |                                   |                                   |
|                          | <b>GO-TAPER RETREATMENT</b>                                | ✓                                 |                                   |
|                          | <b>REVERSO SILVER</b>                                      | ✓                                 |                                   |