

access

STERILE R

GO-TAPER FLEX

Rotação contínua



250 - 350 rpm

Liga NiTi e tratamento térmico


para uma **memória controlada** que evita a criação de degraus e perfurações

Experimente GO-TAPER FLEX



Recupere

A FLEXIBILIDADE E A RESISTÊNCIA!



Conicidade variável

CAS PADRÕES
E/OU DIFÍCEIS



PRÉ - OP



POST- OP




Caso clínico realizado pelo

Dr. Hugo Setbon

Especialista em endodontia


GO-TAPER FLEX



Flexibilidade



Capacidade de corte



Resistência




Uso único

LIMAS RESISTENTES PARA UM TRATAMENTO FIÁVEL!

x6

PARA TRATAMENTO



GO-TAPER FLEX	COMPRIMENTO			
	19 mm	21 mm	25 mm	31 mm
KIT COMBINADO A0/A1/A2/B1/B2/B3	-	3148376	3148384	3148392
A0 - 4% - ISO 19	3148368	-	-	-
A1 - 2% - ISO 18	-	3148369	3148377	3148385
A2 - 4% - ISO 20	-	3148370	3148378	3148386
B1 - 7% - ISO 20	-	3148371	3148379	3148387
B2 - 8% - ISO 25	-	3148372	3148380	3148388
B3 - 9% - ISO 30	-	3148373	3148381	3148389
B4 - 6% - ISO 40	-	3148374	3148382	3148390
B5 - 5% - ISO 50	-	3148375	3148383	3148391

access

UMA GAMA COMPLETA DE LIMAS ESTERILIZADAS

		CANALIZAÇÕES PADRÃO RETAS/LARGAS	CANALIZAÇÕES DIFÍCEIS FINAS/CURVAS
Pré-alargamento			
	PREFILE		✓
	GO-GLIDER		✓
	EASY-FILE FLEX <i>Glider</i> flexibilidade +++		✓
Tratamento			
	GO-TAPER FLEX flexibilidade +++	✓	✓
	GO-TAPER BLUE flexibilidade +++	✓	✓
	GO-TAPER X	✓	✓
	GO-TWO	✓	✓
	GO-TAPER UNIVERSAL	✓	✓
	REVERSO BLUE flexibilidade +++	✓	✓
	EASY-FILE FLEX flexibilidade +++	✓	✓
Reaproveitamento			
	GO-TAPER RETREATMENT	✓	
	REVERSO SILVER	✓	