

access

STERILE R

EASY-FILE FLEX *Glider*


Pré-expansor



Liga NiTi e tratamento térmico

Experimente EASY-FILE FLEX Glider

Proteja o SEU PROTOCOLO
ENDÓSCOPICO!



Conicidade variável

CAS PADRÕES

- FLEXIBILIDADE
- RESISTÊNCIA
- PONTA DE ORIENTAÇÃO
ESPUMÃO



POST - OP


PRÉ - OP

Caso clínico realizado pelo
Dr. Hugo Setbon
Especialista em endodontia

com **EASY-FILE FLEX Glider**
e **EASY-FILE FLEX**
para a preparação




EASY-FILE
FLEX Glider



Flexibilidade



Capacidade de corte




Resistência



Uso único

PARA ANTECIPAR UMA PREPARAÇÃO CANALAR CONTROLADA!

PRÉ-EXPANSOR



x6

EASY-FILE FLEX Glider	COMPRIMENTO		
	21 mm	25 mm	31 mm
2% – ISO 015	3148405	3148406	3148407

access

UMA GAMA COMPLETA DE LIMAS ESTERILIZADAS

		CANALIZAÇÕES PADRÃO RETAS/LARGAS	CANALIZAÇÕES DIFÍCEIS FINAS/CURVAS
Pré-alargamento			
	PREFILE		✓
	GO-GLIDER		✓
	EASY-FILE FLEX Glider <i>flexibilidade +++</i>		✓
Tratamento			
	GO-TAPER FLEX <i>flexibilidade +++</i>	✓	✓
	GO-TAPER BLUE <i>flexibilidade +++</i>	✓	✓
	GO-TAPER X	✓	✓
	GO-TWO	✓	✓
	GO-TAPER UNIVERSAL	✓	✓
	REVERSO BLUE <i>flexibilidade +++</i>	✓	✓
	EASY-FILE FLEX <i>flexibilidade +++</i>	✓	✓
Reaproveitamento			
	GO-TAPER RETREATMENT	✓	
	REVERSO SILVER	✓	