

access

STERILE R

EASY-FILE FLEX

Movimento alternado

anti-horário e horário



250-350 rpm

Liga NiTi e tratamento térmico

para uma **memória controlada**
que evita a criação de degraus e perfurações

Experimente EASY-FILE FLEX



**Simplifique o SEU PROTOCOLO
ENDODÔNTICO!**



Conicidade variável

CAS PADRÕES
E/OU DIFÍCEIS




PRÉ - OP



Mestre cone




POST - OP



Caso clínico realizado pelo
Dr. Hugo Setbon
Especialista em endodontia


EASY-FILE
FLEX



Flexibilidade



Capacidade
de corte



Resistência




Uso
único

TODA A PREPARAÇÃO COM UMA ÚNICA LIMA!

PARA TRATAMENTO

canais finos S20
canais finos/médios R25
canais médios/largos M35
canais largos L45



EASY-FILE FLEX	COMPRIMENTO		
	21 mm	25 mm	31 mm
KIT ASSORTI	x4 3166615	3166620	3166625
S20 - 7% - ISO 20	x6 3166611	3166616	3166621
R25 - 7% - ISO 25	x6 3166612	3166617	3166622
M35 - 6% - ISO 35	x6 3166613	3166618	3166623
L45 - 5% - ISO 45	x6 3166614	3166619	3166624

access

UMA GAMA COMPLETA DE LIMAS ESTERILIZADAS

		CANALIZAÇÕES PADRÃO RETAS/LARGAS	CANALIZAÇÕES DIFÍCEIS FINAS/CURVAS
Pré-alargamento			
	PREFILE		✓
	GO-GLIDER		✓
	EASY-FILE FLEX <i>Glider</i> flexibilidade +++		✓
Tratamento			
	GO-TAPER FLEX flexibilidade +++	✓	✓
	GO-TAPER BLUE flexibilidade +++	✓	✓
	GO-TAPER X	✓	✓
	GO-TWO	✓	✓
	GO-TAPER UNIVERSAL	✓	
	REVERSO BLUE flexibilidade +++	✓	✓
	EASY-FILE FLEX flexibilidade +++	✓	✓
Reaproveitamento			
	GO-TAPER RETREATMENT	✓	
	REVERSO SILVER	✓	