

access

STERILE R

GO-TAPER BLUE

Rotação contínua





250 - 350 rpm

Liga NiTi e tratamento térmico

para uma **memória controlada**
que evita a criação de degraus e perfurações

Experimente GO-TAPER BLUE

 **Recupere a FLEXIBILIDADE E A RESISTÊNCIA!**



Conicidade variável

CASOS NORMAIS
E/OU DIFÍCEIS



PRÉ - OP




POST - OP



Caso clínico realizado pelo
Dr. Hugo Setbon
Especialista em endodontia


GO-TAPER
BLUE



Flexibilidade



Capacidade
de corte



Resistência




Uso
único

NOVO TRATAMENTO TÉRMICO “BLUE TREATMENT”

x 6

PARA TRATAMENTO



GO-TAPER BLUE	COMPRIMENTO			
	19 mm	21 mm	25 mm	31 mm
KIT COMBINADO A0 à B3	–	3166634	3166642	3166650
A0 – 4% – ISO 019	3166626	–	–	–
A1 – 2% – ISO 018	–	3166627	3166635	3166643
A2 – 4% – ISO 020	–	3166628	3166636	3166644
B1 – 7% – ISO 020	–	3166629	3166637	3166645
B2 – 8% – ISO 025	–	3166630	3166638	3166646
B3 – 9% – ISO 030	–	3166631	3166639	3166647
B4 – 6% – ISO 040	–	3166632	3166640	3166648
B5 – 5% – ISO 050	–	3166633	3166641	3166649

access

UMA GAMA COMPLETA DE LIMAS ESTERILIZADAS

		CANALIZAÇÕES PADRÃO RETAS/LARGAS	CANALIZAÇÕES DIFÍCEIS FINAS/CURVAS
Pré-alargamento			
	PREFILE		✓
	GO-GLIDER		✓
	EASY-FILE FLEX <i>Glider flexibilidade +++</i>		✓
Tratamento			
	GO-TAPER FLEX <i>flexibilidade +++</i>	✓	✓
	GO-TAPER BLUE <i>flexibilidade +++</i>	✓	✓
	GO-TAPER X	✓	✓
	GO-TWO	✓	✓
	GO-TAPER UNIVERSAL	✓	
	REVERSO BLUE <i>flexibilidade +++</i>	✓	✓
	EASY-FILE FLEX <i>flexibilidade +++</i>	✓	✓
Reaproveitamento			
	GO-TAPER RETREATMENT	✓	
	REVERSO SILVER	✓	