

access

STERILE R

GO-TAPER X


Rotação contínua



Liga NiTi

para uma **memória controlada** que evita a criação de degraus e perfurações

Experimente GO-TAPER X



Otimize A RECOLHA DE DETRITOS!



Conicidade variável

CAS PADRÕES



CASO CLÍNICO 1

PRÉ - OP



POST - OP



CASO CLÍNICO 2

PRÉ - OP



POST - OP




Casos clínicos realizados pelo

Dr. Hugo Setbon

Especialista em endodontia


GO-TAPER X



Flexibilidade



Capacidade de corte




Resistência



Uso único

FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA

PARA TRATAMENTO



Conceção de corte transversal retangular descentrado

Movimento rotativo assimétrico

x6

GO-TAPER X	COMPRIMENTO		
	21 mm	25 mm	31 mm
KITES ASSORTIDOS	3166711	3166717	3166723
4% – ISO 017	3166706	3166712	3166718
6% – ISO 017	3166707	3166713	3166719
7% – ISO 030	3166708	3166714	3166720
6% – ISO 040	3166709	3166715	3166721
6% – ISO 050	3166710	3166716	3166722

access

UMA GAMA COMPLETA DE LIMAS ESTERILIZADAS

Pré-alargamento

	PROFILE	✓
	GO-GLIDER	✓
	EASY-FILE FLEX <i>Glider flexibilidade +++</i>	✓

Tratamento

	GO-TAPER FLEX <i>flexibilidade +++</i>	✓	✓
	GO-TAPER BLUE <i>flexibilidade +++</i>	✓	✓
	GO-TAPER X	✓	✓
	GO-TWO	✓	✓
	GO-TAPER UNIVERSAL	✓	✓
	REVERSO BLUE <i>flexibilidade +++</i>	✓	✓
	EASY-FILE FLEX <i>flexibilidade +++</i>	✓	✓

Reaproveitamento

	GO-TAPER RETREATMENT	✓
	REVERSO SILVER	✓